



誠實 熱忱 公益

炬輝公司

罩得住醫療用口罩

國軍福利站產品系列介紹



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療平面口罩 產品型號編碼說明

產品型號依照外觀顏色或是圖案分類之:

(1)兒童平面口罩素色(100~199)

(2)成人平面口罩素色(200~299)

(3)兒童平面口罩彩色迷彩(300~399)

(4)成人平面口罩彩色迷彩(400~499)

[條碼相同者,價格一樣,條碼共用者(同類似產品),出貨依照產品型號區別之]




誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療平面口罩

藍色口罩

條碼：4719884262607(共用)






誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療平面口罩

綠色口罩

條碼：4719884262539(共用)

253-綠色成人
153-綠色兒童






誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療平面口罩

粉紅口罩

條碼：4719884262218(共用)

221-粉紅成人
121-粉紅兒童






誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療口罩

紫色口罩

條碼：4719884262812






誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療平面口罩

素色口罩

條碼：4719884262638(共用)





誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

深色口罩

條碼：4719884262904(共用)

290-黑色成人
190-黑色兒童

286-墨豔紫成人

271-深藍成人
171-深藍兒童

285-深紫成人

257-深綠成人

227-深紅成人




誠實 熱忱 公益


罩得住-醫療用口罩

彩色、迷彩口罩

條碼：4719884264366(共用)




443-數位綠迷彩成人



437-軍綠迷彩成人
337-軍綠迷彩兒童




438-軍藍迷彩成人



442-軍灰迷彩成人



436-軍棕迷彩成人
336-軍棕迷彩兒童



414-福字紅底成人
314-福字紅底兒童





誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色、迷彩口罩

條碼：4719884264366(共用)





誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

醫療證照



衛部醫器製壹字第009107號



桃市藥販 字第623202P773號



桃市藥製 字第6132041426號

防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

產品優點說明

- 整體滿版設計，隱藏式壓鼻樑線，外觀俐落大方。
- MADE IN TAIWAN與 MD雙鋼印，品質有保障。
- 耳帶與口罩之焊接強度強達一公斤以上, 耳帶不易脫落。
- 口罩穿戴貼附好，口罩防護性佳。
- 口罩材料之無毒檢測檢測合格保證。
- 使用鼻樑線定型良好, 不易變形。
- 使用親膚層為超柔細複合纖維不織布 (ES BICOMPONENT FIBER)，其特性為布面光滑柔細不易起毛絲，並可吸附臉部的油脂汗水及呼吸說話時產生的水氣，質感柔細光滑, 不容易起毛與過敏，口罩內部乾爽透氣，提供長時間配戴者之優質舒適感。

防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 防護安全之檢測合格

黃崇松 (03-46393671)

TTRI 財團法人紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute



黃崇松 (03-463936)

試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2020.12.07 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2020.11.20
報告編號 Report No.: TFF9K489 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/3) 來文字號 Ref. No.: 空白
報告抬頭 Report Title: 炬輝股份有限公司(U3454) 試件類別 Item: 口罩
地址 Address: 320 桃園市中壢區莊敬路838巷38號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*空氣交換壓力差 (mmH ₂ O/cm ²)	1	4.4
	2	4.3
	3	4.1
	4	3.5
	5	4.0

註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 炬輝公司罩得住醫療用口罩(未滅菌)

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。

**口罩品質超越國家醫療
口罩之要求(大於95%),
達到歐美醫療口罩(大
於98%)之品質標準。**

附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權檢發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 高瑞宏
主任 任高瑞宏

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區永天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel.: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

TTRI 財團法人紡織產業綜合研究所
Taiwan Textile Research Institute



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2020.12.07 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2020.11.20
報告編號 Report No.: TFF9K489 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P2/3) 來文字號 Ref. No.: 空白
報告抬頭 Report Title: 炬輝股份有限公司(U3454) 試件類別 Item: 口罩
地址 Address: 320 桃園市中壢區莊敬路838巷38號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*細菌過濾效率(%)	99.0	CNS 14774-T5017-2018 9.2
金黄色葡萄球菌	98.8	CNS 14775-T4037-2003
A7CC 6558	99.0	
	99.0	
	99.0	

註: 對照品的平均菌數: 2369 CFU。

註: 平均粒径: 3.1 μm。

註: 測試液: 外液。

註: 測試面積為 99.5 cm²。

註: 測試流量: 28.3 L/min。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 炬輝公司罩得住醫療用口罩(未滅菌)

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。

註: 檢驗項目有標"*"者, 指該檢驗項目經衛生福利部認證, 且依認證之檢驗方法執行檢驗。

產品符合國家CNS 14774一般醫用口罩之性能規格要求:

標準規格: 細菌過濾效率(%)大於或等於95%

---> 實際測試數值: 細菌過濾效率(%)98.8~99%

標準規格: 壓差小於或等於5

---> 實際測試數值: 壓差 3.5~4.4

防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

耳帶焊接強度之檢測合格

- 耳帶與口罩本體之焊接強度達一公斤以上,遠超過衛服部要求0.3公斤強度之三倍以上,耳帶不易脫落,品質保證。



1 公斤以
上之荷重



1 公斤以
上之荷重


防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

穿戴貼附性測試圖示



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 粉紅口罩-221-粉紅



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 綠色口罩 253-綠色



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 藍色口罩 260-藍色



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

素色口罩 263-寶石藍



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 深色口罩 290-黑色



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 443-數位綠迷彩




防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 443-數位綠迷彩



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 綠色口罩-153-綠色




防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 素色口罩 241-黃色



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 素色口罩 223-桃紅



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

素色口罩 262-蒂芙尼藍



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩 深色口罩 271-深藍



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

深色口罩 257-深綠



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

深色口罩 286-墨豔紫



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

深色口罩 257-深紅



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

深色口罩 285-深紫



防疫罩得住



罩得住-醫療用口罩

素色口罩 287-葡萄紫



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 436-軍棕迷彩




防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 437-軍綠迷彩




防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 438-軍藍迷彩



防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 414-福字紅底




防疫罩得住



誠實 熱忱 公益

罩得住-醫療用口罩

彩色迷彩口罩 442-軍灰迷彩



防疫罩得住



國軍福利站

北 中 南 東
全 台 門 市



基隆站 02-24201982

基隆市仁愛區獅球路8-1號2F
08:00—21:00

海光分站 02-24571282

基隆市暖暖區暖碇路38巷77號
09:00—13:00 / 14:00—19:00

大安站 02-27322110

臺北市大安區基隆路2段207號
09:00—21:30

松山分站 02-27666169

臺北市松山區健康路131號
09:00—19:00

南機場站 02-23328310

臺北市萬華區中華路2段416巷58號
09:00—21:30

忠愛分站 02-23143683

臺北市中正區博愛路172號(忠愛營區)
08:30—12:30 13:30—17:30 假日不營業

北投站 02-28913431

臺北市北投區中央北路二段350巷60號
09:00—20:00

五股陸光服務台 02-22953771

新北市五股區六合街69號
10:00—18:00

大直站 02-25338975

臺北市中山區北安路409號(勇固樓1樓)
08:00—20:00 假日09:00—20:00

大直分站 02-25321611

臺北市中山區北安路409號(博愛樓B1)
07:00—18:30 假日不營業

信義站 02-23948612

臺北市中正區信義路1段3號B1
09:00—21:30

秀朗站 02-32332663

新北市永和區永利路248號2樓
09:00—21:30

大鵬分站 02-82182176

新北市中和區景平路1號
10:00—20:00

板橋站 02-22550818

新北市板橋區文化路1段311之1號
09:00—21:30

板橋分站 02-23610137

新北市板橋區大觀路二段205號
09:00—20:00

桃園站 03-3374598

桃園市桃園區三元街151號
08:30—20:00

桃園分站 03-3358153

桃園市桃園區成功路三段100號
(病房大樓B1) 08:30—17:00 假日不營業

內壢站 03-4554270

桃園市中壢區永福路1138號
08:30—20:00

龍岡站 03-4500198

桃園市中壢區龍東路2之50號2樓
08:00—20:00

僑愛分站 03-3078978

桃園市大溪區僑愛一街72巷16弄8號
08:00—20:00

新竹站 03-5300575

新竹市香山區延平路2段6號
08:00—20:00

光復分站 03-5719590

新竹市東區建新路111號
09:00—19:00

苗栗站 037-326947

苗栗縣苗栗市水源里中正路1327號
08:00—20:00

臺中站 04-22120280

臺中市東區自由路3段30號
08:30—21:00

逢甲分站 04-24512421

臺中市西屯區文華路78號
09:00—20:00

陸光分站 04-22994075

臺中市西屯區皇城街62號
09:00—20:00

澎湖分站 06-9215672

澎湖縣馬公市前寮里90號(三總澎湖分院B1)
09:00—13:00 / 15:00—18:00 假日不營業

嘉義站 05-2788848

嘉義市東區民權路50之1號
08:30—21:00

臺南站 06-2220723

臺南市北區成功路22巷3號
08:30—20:00

二空分站 06-2901457

臺南市仁德區和愛街13號
08:00—19:00

高雄站 07-2263829

高雄市新興區復興一路6號
09:00—21:00

岡山站 07-6262516

高雄市岡山區柳橋西路1號
09:00—20:30

勵志分站 07-6298581

高雄市岡山區岡山路59號
08:00—20:00

左營站 07-5878746

高雄市左營區實踐路46號
07:00—20:00

合群分站 07-5854215

高雄市左營區海景街320號
08:00—20:00

鳳山站 07-7017951

高雄市鳳山區勝利路11號
08:00—20:00

建國分站 07-7101492

高雄市鳳山區建國路2段111號
08:00—20:00

屏東站 08-7654136

屏東市迪化街35號
08:00—20:00

美崙站 03-8226727

花蓮市東興三街100號2樓
08:00—20:00

國花分站 03-8264372(國軍花蓮總醫院)

花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路163號B1
08:00—18:00 假日不營業

臺東站 089-324518

臺東市廣東路21號
08:30—19:30

羅東站 039-548901

宜蘭縣羅東鎮大同路31號2樓
08:00—19:30

2025/11/24



生鮮



眼鏡部



冰淇淋



咖啡